

Andador Plegable

Con ruedas de 5"

Descripción del producto

Andador de tipo anterior fabricado en aluminio, es plegable, cuenta dos ruedas frontales de 5" para un fácil deslizamiento.

Tiene empuñaduras de goma ergonómicas para un agarre seguro y es graduables en altura desde sus patas, cuenta con topes antideslizantes en las dos puntos traseros de apoyo en el piso.

Ligero y transportable.



Características técnicas

Ancho:	64 cm
Profundidad:	46 cm
Altura de empuñadura:	80 - 98 cm (en incrementos de 2,5 cm)
Peso máximo soportado	130 Kg
Peso producto	3,4 kg