

Andador Mod. DR-21

Descripción del producto

Andador de tipo anterior fabricado en acero esmaltado, es plegable, cuenta con un asiento acolchado abatible y dos Ruedas delanteras de 8 pulgadas.

Tiene empuñaduras de goma ergonómicas graduables en altura y topes traseros antideslizantes.



Características técnicas

Ancho:	53 cm
Profundidad:	54 cm
Altura de empuñadura:	78 - 93 cm (en incrementos de 3 cm)
Peso máximo soportado	90 Kg
Peso producto	6 kg