



Descripción del producto

Es un andador de 4 ruedas de 6" macizas que no dañan el piso, son ideales para el uso interior y exterior. Viene con el nuevo asiento acolchado sin costuras (14" x 14") y bolsa debajo del asiento.

El respaldo acolchado es abatible o desmontable según sea necesario. Las empuñaduras ergonómicas son fáciles de sujetar y de altura ajustable.

Dispone de frenos con dos modalidades (de apreté o de estación).

Plegable fácil de usar y transportar en vehículo.

Características Técnicas

Peso Silla:	6,3 kg
Peso máximo usuario:	135 kg
Altura de empuñadura:	78 - 93 cm
Altura asiento:	53 cm
Ancho:	62 cm
Profundidad:	62 cm
Diametro de las ruedas:	6"