

## Silla de Baño basculante SB3T.

### Descripción del producto



- Fabricada completamente con materiales de calidad anti-oxido.
- El reposacabezas es suave, con diseño ergonómico. Puede ser ajustado en altura y ángulo.
- El respaldo de tela es regulable en tensión.
- Reposabrazos abatible para facilitar la transferencia lateral de usuario.
- Asiento tipo herradura de PU con balde y tapa.
- Los reposapiés son regulables en altura.
- Incluye cinturón de Tórax de seguridad.



- Su diseño basculante, permite obtener una posición cómoda y segura para el uso del inodoro, ducha y transporte.



### Características técnicas



<b>Altura asiento-respaldo:</b>	55 cm
<b>Altura suelo-asiento:</b>	24 cm
<b>Altura asient-brazo:</b>	43 cm
<b>Profundidad asiento:</b>	43 cm
<b>Profundidad Total:</b>	110 cm
<b>Ancho asiento:</b>	48 cm
<b>Ancho Total:</b>	58 cm
<b>Peso máximo usuario:</b>	150 kg
<b>Peso Silla:</b>	23 kg

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 – 22698089

Stgo. - Chile

**Llámenos y le orientaremos de principio a fin, para que pueda obtener el producto más adecuada a sus requerimientos y**