

Distribuido en Chile por

ROCKET

Orto Medic Ltda.

TODO TIENE UN COMIENZO



Respaldo partido

Permite disminuir altura para transportarla en un vehículo.



Apoyabrazos Regulables

Cuenta con apoyabrazos regulables en altura y en ancho, adaptándose a distintas fisionomías de usuarios.



Apoyapiés Graduables Y Desmontables

No solamente en el Largo sino también el ángulo tibiotarsal de la plataforma .



Horquilla Robusta

Uno de los puntos de mayor impacto en el desplazamiento es la horquilla y esta es metálica y robusta para enfrentar las diferentes superficies.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Silla de ruedas electrónica para uso en interiores.

- Marco plegable, tipo cruceta.
- Respaldo regulable en tensión y partido a la mitad para reducir altura para transporte.
- Cojín del asiento equipado con un bolsillo multiusos.
- Apoyabrazos desmontables ajustables en altura con aparadores de protección de prendas
- Reposapiés extraíbles y plegables que pueden girar hacia adentro con la correa ajustable.
- Cinturón pélvico estándar y ruedas antivuelco.
- El joystick se puede colocar en el reposabrazos izquierdo.

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 – 22698089

Stgo. - Chile