

Orto Medic Ltda.



TARTA®

RESHAPES LIFE



“...La **dinámica** es la rama de la física que describe la **evolución** en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de **movimiento**...”.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Dinámica>



“...**diseño** galardonado...”.

2011: Special mention for sectoin “Accessibility”, Well Tech Award Milano.

2013: Won Section “Product Design” Reddot design award.

2015: Open Design Italia: Prezi Award and MUSE Award.



reddot design award




Premio all'Ergonomia di prodotto, artefatto digitale e servizio





*“...**posicionamiento** y **comfort**  
unidos para la vida activa, para la función, para la liberación del  
movimiento...”*






# EMYS

*Emys® es un respaldo postural, flexible y de diseño único. Está concebido para que sea increíblemente fácil de utilizar gracias al rápido sistema de anclaje a la silla. La flexibilidad del respaldo se puede ajustar fácilmente para poder elegir la combinación adecuada entre libertad de movimiento y control. Emys® proporciona una sensación de máximo confort también gracias a las almohadillas hechas a mano de espuma transpirable y lavable.*



ALTURA RESPALDO

5 V  
43 cm.  
4 V  
35 cm.  
3 V  
27 cm.



ANCHO DE SILLA



M (35 - 40 cm.)  
L (38 - 43 cm.)  
XL (40 - 45 cm.)

PROFUNDIDAD

STANDARD  
40 mm.



CONTOUR  
80 mm.




DEEP  
CONTOUR  
140 mm.



ANCLAGE EXTRAÍBLE AJUSTABLE  
EN ALTURA Y PROFUNDIDAD



BARRA A TUBOS DE RESPALDO  
EXTRAÍBLE.






**TARTA**<sup>®</sup>  
RESHAPES LIFE

# ORIGINAL

*Tarta Original<sup>®</sup> es el primer respaldo postural desarrollado por Tarta Design. Sus características únicas lo colocan en la elite de los respaldos ortopédicos.*

*Tarta Original<sup>®</sup>, gracias a su estructura modular flexible y a un sistema totalmente personalizable, es capaz de adaptarse perfectamente a la espalda, al mismo tiempo que proporciona la libertad de movimiento y el soporte.*

*Aprovecha todo su potencial para adaptarse y disfrutar de un diseño premiado en numerosos concursos internacionales, en entre ellos el "Well Tech Award" y el "Red Dot Design Award".*




ROTACIÓN

FLEXIBILIDAD  
AJUSTABLE POR  
VERTEBRA

BLOQUEO  
AJUSTABLE POR  
VERTEBRA

ADAPTABILIDAD  
MÁXIMA

ALTURA RESPALDO



ANCHO DE SILLA



- S (28 - 35 cm.)
- M (35 - 40 cm.)
- L (38 - 43 cm.)
- XL (40 - 45 cm.)

PROFUNDIDAD

STANDARD  
90 mm.



CONTOUR  
130 mm.



ANCLAGE AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD



BARRA A TUBOS DE RESPALDO EXTRAÍBLE.



# PERSONALIZABLE

*Todos somos diferentes y "para gustos, colores". Con Tarta puedes personalizar las superficies con imágenes, colores o patrones. Pídenos más información.*



\*Debido a las múltiples posibilidades de ajuste, las medidas expresadas en este catálogo son aproximadas. / Este catálogo está sujeto a errores tipográficos. 2016.

  
**TARTA**<sup>®</sup>  
RESHAPES LIFE

**Orto Medic Ltda.**

Ortomedic Ltda.  
<http://www.ortomedic.cl>  
Fono 22698090-22698089  
Julio Prado 1665