

**Orto - Medic**

[www.ortomedic.cl](http://www.ortomedic.cl)

## Silla de Baño y ducha



SB7-ECO

**showerbuddy™**



**NUEVA,  
TRASPORTABLE  
Y ECONÓMICA**

### Características del producto.

Esta silla de baño fabricada en Aluminio y plástico, ideal para ducha. Sus apoyapiés son graduables en altura, abatibles hacia los costados y desmontables. Posee sus cuatro ruedas pequeñas con frenos para un tránsito libre y seguro por espacios reducidos.

Un beneficio que no se puede dejar de mencionar es su transportabilidad, totalmente plegable para ser guardada en un maletero de un vehículo. Puede ser utilizada para el traslado dentro de casa, también como un baño portátil en el cuarto, o una silla para ducharse.

## Beneficios del producto.


### Transportable.

La silla posee la gran ventaja de ser plegable, que la hace muy útil para usuarios viajeros o lugares donde todo espacio es necesario.



### Apoyapiés abatibles y desmontables.

Los apoyapiés se abaten hacia los lados para acercarse a un lugar en espacio reducido. También se desmontan para transporte y finalmente la plataforma de pies es graduable en altura.



#### **4 Ruedas pequeñas.**

Sus cuatro ruedas de 5 pulgadas facilitan el acceso por pasillos estrechos o puertas pequeñas. Con solo 56 cm de ancho y 90 cm de largo se hace ideal para lugares reducidos como por ejemplo un departamento. Su separación de patas traseras es de 36 cm interior para acceder al wc.



#### **Asiento herradura acolchado y Balde con tapa.**

A demás esta silla dispone de un asiento blando con forma de herradura que deja la zona ano-genital libre para el aseo. También posee balde permitiendo utilizar la silla como un inodoro portátil que puede ser usado en la comodidad de una habitación sin necesidad de ir al baño.



#### **Respaldo de malla.**

Destacamos la malla del respaldar aireada para la evitar acumulación de líquidos, siendo de mayor adherencia para evitar deslizamiento.



## Altura de asiento graduable.

En la búsqueda de una buena posición y estabilidad al sentarse, el asiento ofrece la posibilidad ajustar su altura e inclusive dar una pequeña pendiente hacia atrás evitando de esta manera el deslizamiento hacia delante del paciente a través del asiento.



## Especificaciones Técnicas

Ancho Total de la silla:	55cm.
Ancho de asiento:	45cm
Profundidad Total (incluido el reposapiés)	84cm
Altura del respaldo	40cm
Altura libre del inodoro (máximo)	47cm
Ancho de espacio libre del inodoro	44,5cm
* El espacio libre del inodoro puede depender de la forma de la taza de baño.	
Dimensiones del asiento:	42cm x 42cm (ancho y fondo)
Altura del asiento desde el suelo (ajustable)	53cm a 58cm
Peso real de la unidad:	8,9 kg
Soporte máximo de peso:	110 Kg

**[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)**  
Julio Prado # 1665  
Fono: 22698090 – 22698089  
Stgo. - Chile