

Bastón de Aluminio

4 Patas Base Pirámide.

Características del producto.

Presentamos un bastón ligero confeccionado en aluminio de excelente calidad, graduable en altura y con mayor estabilidad. Su empuñadura de espuma anatómica es muy cómoda y blanda para la mano.

Dispone de una base de apoyo al piso ampliada en 4 puntos con tacos de goma y forma de pirámide, para otorgar una estabilidad óptima al caminar en usuarios con mayor debilidad o contextura mayor.

Especificaciones Técnicas



Regulación del bastón	82-102 cm.
Altura usuario	1,55- 1,80 mts Aprox.
Peso máximo de usuario	110 kg.

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 – 22698089

Stgo. - Chile