

# Bastón para No Vidente

Plegable



## Características del producto.

Presentamos un bastón confeccionado en aluminio de excelente calidad, y diseñado para personas con discapacidad visual. Es plegable, lo que facilita su transporte, puede ser guardado en una cartera o bolso.

Se encuentra disponible en tres medidas a elección de acuerdo a estatura (115 cm: 1,40 mts a 1,60 mts. - 121: 1,55 mts. a 1,75 mts. - 153: 1,70 mts a 1,85mts).

## Especificaciones Técnicas

Medidas	115-121-153 cm
Altura usuario	1,40- 1,80 mts Aprox.
Peso máximo de usuario	120 kg.



[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 – 22698089

Stgo. - Chile