

Orto - Medic

www.ortomedic.cl

Silla Motorizada **RocketPlus**



**¡Con el Plus
que necesitas!**

Características del producto.

Con la Rocket Plus tendrás el control de todo (Respaldo reclinable electrónico, basculación electrónica y apoyapiés elevables electrónicos). Su chasis rígido con sistema de amortiguación y sus ruedas de mayor diámetro la convierten en un modelo ideal para un uso en terrenos irregulares.

Finalmente destacamos la adaptabilidad a las medidas antropométricas del usuario.

Beneficio del Producto

Sistema electrónico de posicionamiento


En este modelo encontrarás la posibilidad de regular la inclinación del respaldo, la basculación del asiento y la elevación de los apoyapiés de manera totalmente independiente y desde el mismo Joystick, tendrás una autonomía plena de tu postura, podrás descansar la espalda, estirar los pies, etc.

Joystick con múltiples funciones, aparte de encendido, velocidades y luces. El mismo Joystick permite el cambio de posiciones del sistema postural (respaldo, asiento y apoyapiés)



Ajuste de profundidad de Asiento

Esta silla de Chasis rígido, de asiento de base metálica, permite un ajuste de la profundidad de asiento otorgando una adecuada distribución de la presión a traves de una base ajustable entre 39 a 46,5 cm de profundidad, pensando en la diversidad anatómica de los usuarios.



Juego de Luces controlables.

Ahora no hay impedimentos para salir de noche e iluminar el lugar por donde transitas, señalar tu viraje cuando necesites hacerlo, gracias al juego de luces led que dispone la Rocket3 (tanto luces frontales como traseras). Podrás ver y ser visto con mayor facilidad para tu seguridad.



Especificaciones Técnicas.

Modelo	Rocket Plus
Ancho	595 mm
Altura asiento	505 mm
Ancho ajustable	De 400 a 480 mm desde los apoyabrazos
Respaldo	Reclinación electrónica, tela ajustable
Reposabrazos	Ajustable en altura
Reposapiernas	Elevación electrónica y Ajustables en largo
Ruedas	9" neumáticas
Horquilla	En aluminio
Batería	2 x 12V 50 Ah
Motor	2 x 300 W 25:1 5300 rpm
Cargador de baterías	HP 24V 5Ah
Tiempo de recarga	8 horas
Autonomía **	25 km
Velocidad máxima	6 km/h
Pendiente máx. superable	12°
Freno	Electromagnético
Luces	Led
Presión de inflado neumáticos	35 PSI
Capacidad máxima de carga	135 kg

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 – 22698089

Stgo. - Chile