

## Silla de Baño basculante.

### Descripción del producto

...

- Fabricada completamente con materiales de calidad anti-oxido.
- El reposacabezas es suave, con diseño ergonómico y contenedor. Puede ser ajustado en altura y ángulo.
- Reposabrazos abatible para facilitar la transferencia lateral de usuario.
- El respaldo está fabricado en material de fácil limpieza y blando al igual que el asiento.
- Asiento tipo herradura de PU con balde y tapa.
- Los reposapiés son regulables en altura.



- Su diseño basculante, permite obtener una posición cómoda y segura para el uso del inodoro, ducha y transporte en usuarios dependientes.

### Características técnicas

...

<b>Peso máx usuario:</b>	100 kg
<b>Altura máx usuario:</b>	1,70 mt
<b>Altura reposapiés</b>	41 a 53 cm
<b>Altura suelo asiento:</b>	53 cm
<b>Dimensiones de respaldo:</b>	44 x 21 cm
<b>Dimensiones de asiento:</b>	44 x 42 cm
<b>Ancho total:</b>	56 cm



[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 – 22698089

Stgo. - Chile

Llámenos y le orientaremos de principio a fin, para que pueda obtener el producto más adecuado a sus requerimientos y necesidades.