



Asiento Postural Tomato-SITTER



Sistema de asiento adaptable que brinda soporte en una variedad de posiciones para sentarse.

Fabricado con material resistente y suave al tacto, tiene propiedades antimicrobianas, es impermeable y libre de látex.

Con correas de sujeción para fijar en diferentes bases de asiento u otras sillas estándar.

Cuenta con arnés de 4 puntos y cinturón de pelvis en 3 puntos

Están destinados a niños con necesidades de posicionamiento leves a moderadas.

Características Técnicas

	TALLA 1	TALLA 2	TALLA 3	TALLA 4	TALLA 5
PESO USUARIO	9-14 kg	14-27 kg	18-36 kg	23-50 kg	41-91 kg
ALTURA USUARIO	75-87.5 cm	87.5-120 cm	100-140 cm	125-162.5 cm	135-185 cm
EDAD	1 A 2 AÑOS	2 A 6 AÑOS	6 A 9 AÑOS	9 A 14 AÑOS	13 AÑOS A ADULTO
PROFUNDIDAD ASIENTO	17.5 cm	23.75 cm	28.75 cm	33.75 cm	40 cm
ANCHO ASIENTO	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm

ACCESORIOS

(con costo extra)



Base de madera
c/ruedas



Base para piso

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 – 22698089

Stgo. - Chile

Para mayor información de pedido, solicite una evaluación y le orientaremos de principio a fin, para que pueda obtener el producto más adecuado a sus requerimientos y necesidades.