



Silla Motorizada TRAVEL U-NURSE



Una silla Compacta, muy práctica a la hora de ser transportada en el maletero de un vehículo, no requieres contar con rampas, ni adaptaciones.

Es el modelo ideal para acompañarte en tus viajes.

Cuenta con:

- Sistema de plegado práctico y sencillo (simplemente accionando una palanca), sin necesidad de herramientas, ni de retirar la batería.
- 2 Baterías de Litio, ligeras y fáciles de sacar (si se desea).
- Reposabrazos abatibles y con bloqueo de la posición.
- Plataforma única de reposapiés abatible y regulable en altura.
- Ruedas antivuelco regulables.
- Amortiguación trasera.
- Cinturón pélvico de seguridad.

Incluye cojín básico



Características Técnicas

Peso silla sin baterías:	24.8 kg
Peso baterías:	1.7 kg c/u
Tipo de batería:	Litio
Velocidad máxima:	8 km/h
Pendiente máxima:	15°
Diámetro ruedas:	8" delanteras / 12" traseras
Medidas de asiento:	45cm (Ancho) x 43cm (Profundidad)
Medidas totales:	64cm Ancho x 101cm Profundidad
Peso máximo usuario:	120 kg
Máxima distancia:	17km c/1 batería y 34Km c/2 baterías

WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 22698090 – 22698089
Stgo. - Chile

Para mayor información contactenos, y le orientaremos de principio a fin, para que pueda obtener el producto más adecuado a sus requerimientos y necesidades.