



## Colchón Antiescara

*Domus 4*



### Características del producto.

El Domus 4 es el producto ideal para el tratamiento de escaras desde grado I hasta escaras en grado IV (en escala Braden), pacientes con alto riesgos de úlceras por presión (UPP).

La colchoneta 17 celdas y una altura de 12.7 cm nos ofrece una mejor distribución de la presión de contacto con el cuerpo y un tratamiento mucho más eficaz.

La colchoneta cuenta con una funda impermeable con tratamiento de Ión plata para reducir el riesgo de infección.

El producto cuenta con un dispositivo de seguridad audible y visual que informa la existencia de baja presión de inflado de la colchoneta, fallo electrónico, o avería.

Todo esto con el respaldo de una empresa de distribución internacional como es APEX Medical Corp.

## Beneficio del Producto

- Compresor de última tecnología con panel de selección digital.
- 4 Modos de configuración de inflado de celdas:
  - Max Firm: Donde la colchoneta se infla al máximo para facilitar la transferencia y acomodo del paciente en la cama o catre clínico.
  - Alternate: Aquí las celdas se alternan para variar los puntos de presión como sistema de prevención de escaras.
  - Static: Este modo no permite puntos críticos de presión de contacto, distribuyendo de manera equiparada la presión sobre toda la superficie de contacto con el paciente.
  - Seat Inflate: Aumenta la presión del colchón entero para tener un mejor apoyo en el área del sacro cuando el catre clínico está configurado para estar sentado.
- Sistema de desinflado rápido en casos de paro cardio-respiratorio (para proceso de reanimación).
- Soporte máximo de peso 200 Kg.
- Sistema patentado de cámara de compresión, con un funcionamiento ultra silencioso.
- Sistema de sujeción ajustable prácticamente en todas las estructuras de camas.
- Colchoneta de alto perfil (12.7 cm), con funda acolchada, que con colchón de espuma base adicional (espuma de catres clínicos por ejemplo) alcanza una altura de 21 cm.

## Especificaciones Técnicas

### Compresor:

**Voltaje:** AC 230V/ 50 Hz

**Flujo de Aire:** 4 litros/minutos

**Rango de Presión:** 50-105 mm./Hg.

**Ciclo temporal:** 9,6 minutos / 50 Hz,

**Dimensiones** Largo 25 cm. x Ancho 12.5 cm. x Alto 8,5 cm.

**Peso:** 1,4 Kg

### Colchón:

**Material:** Nylon/PVC (17 celdas tubulares)

**Dimensiones** Largo 200 cm. x Ancho 80 cm. x Alto 12.7 cm.  
(+ 8 cm. de colchoneta no incluida)

**Peso:** 4 Kg

**Peso máximo del usuario:** 200 Kg

WWW.ORTOMEDIC.CL  
Julio Prado # 1665  
Fono: 22698090 – 22698089  
Sgto. - Chile