

# EasyStand

## Bantam

*Bipedestador*



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EasyStand Bantam es un bipedestador pediátrico enfocado a niños, con un sistema de bipedestación progresivo que combina diferentes posiciones: Sentado (90° cadera / 90° rodilla), posición de supino y posición vertical. Con esto puedes crear infinitas posibilidades de posicionamiento, para el usuario.

La unidad básica tiene una estructura de acero en caño tubular con reposapiés, apoyos de rodilla, elevación neumática manual, asiento y respaldo planos, dos ruedas delanteras, dos ruedas traseras giratorias con freno, y un cinturón pectoral.

Bantam se ajusta y posiciona sin necesidad de herramientas y lo hace ideal para cualquier tipo de ambiente.





1. Ruedas con banda de goma, 2 de ellas de giro libre, con horquilla plástica y freno.
2. Apoya pies independientes regulables en profundidad, altura, flexión dorsal y plantar.
3. Respaldo y asiento anatómicos revestidos con fundas de neoprene.
4. Mesa plástica inyectada con portaobjetos, desmontable y regulable en inclinación, altura y profundidad, con pad anterior de apoyo torácico.
5. Rodilleras regulables en profundidad, altura e inclinación.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                     | ExtraPequeño | Pequeño     | Mediano      |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Altura usuario:</b>              | 71 – 102 cm  | 91 – 137 cm | 126 – 168 cm |
| <b>Peso máximo usuario:</b>         | 23 kg        | 45 kg       | 91 kg        |
| <b>Altura asiento – base pie:</b>   | 25 – 42 cm   | 25 – 42 cm  | 25 - 47 cm   |
| <b>Profundidad de asiento:</b>      | 18 – 31 cm   | 28 – 41 cm  | 38 – 51 cm   |
| <b>Tamaño (cuadrado) asiento:</b>   | 24 x 24 cm   | 64 x 84 cm  | --           |
| <b>Peso de unidad básico silla:</b> | 24,5 kg      | 24,5 kg     | 49 kg        |

Para mayor información de pedido, solicite una evaluación y le orientaremos de principio a fin, para que pueda obtener el producto más adecuado a sus requerimientos y necesidades.

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)  
 Julio Prado # 1665  
 Fono: 2698090 – 2698089  
 Stgo. - Chile