

## Andador posterior

 Inspired  
by drive

# Nimbo



Presentamos un andador infantil, que a diferencia de los andadores tradicionales, su posición de uso es posterior; dando una mayor protección con la estructura hacia la zona trasera y laterales, dejando la zona frontal despejada (con un más amplio campo visual); como parte importante en la rehabilitación del niño, considerando los nuevos conocimientos adquiridos en el área de la terapia y rehabilitación del caminar infantil.

Es de fácil manejo, posee además ruedas blandas que se adhieren a cualquier superficie sin dañar los pisos. Liviano y plegable que lo hace práctico al momento de cargarlo en un vehículo.

Todas estas características hacen del NIMBO un andador fuera de serie.

## Características

### **Estructura plegable**

Tiene un sistema de plegado muy fácil, reduciendo su tamaño para cargarlo en el maletero de un vehículo o guardarlo cuando no se ocupe.



### **Ajustable en altura**

Permite graduar la altura del andador en un gran rango de hasta 17 cm, permitiendo que el andador vaya creciendo con el niño (en la medida que lo requiera).



### **Empuñadura anatómica**

Empuñaduras de goma antideslizante y anatómicas, para una sujeción segura y cómoda.



## Ruedas Blandas

Sus ruedas están elaboradas de goma blanda que se adhieren a cualquier superficie sin dañarlas.

### Ruedas traseras con anti reversa

Posee de un sistema ubicado en las ruedas traseras que permite bloquear el desplazamiento en retroceso del andador.



### Ruedas delanteras con sistema de fijación unidireccional.

El sistema fijador de la dirección de ruedas delanteras, permite la ejercitación del niño (usuario) de manera controlada, manteniendo una trayectoria uniforme sin desviarse hacia los lados.



## Accesorios

Este andador incorpora como accesorios que se pueden adquirir (No se incluyen en el precio del andador): El arnés tipo calzón o el asiento base de aluminio. Ambos útiles para que el niño repose en el andador.



## Especificaciones Técnicas

---

	<b>Pequeño</b>	<b>Mediano</b>	<b>Grande</b>
<b>Altura empuñadura a piso (cm)</b>	39 - 50	48 - 64	71 - 91
<b>Capacidad de peso (kg)</b>	34	38	86
<b>Ancho interior (cm)</b>	34	34	42
<b>Ancho exterior (cm)</b>	61	61	67
<b>Largo exterior (cm)</b>	51	69	86
<b>Peso (kg)</b>	4	4,5	6,5

[www.ortomedic.cl](http://www.ortomedic.cl)  
[ventas@ortomedic.cl](mailto:ventas@ortomedic.cl)  
Fono: 2698090 - 2698089  
Julio Prado # 1665  
Stgo. - Chile

