


## Cojín antiescara de Flotación Seca




### STANDARD CONTOUR CUSHION

Presentamos una nueva línea de cojines de aire, con alto nivel de prevención y cuidado de escaras.


**Fabricado 100% neopreno libre de látex con funda de tela ignífuga.**

**Con todos los beneficios de los cojines de aire de flotación seca:**




#### **Estabilidad dinámica.**

Las celdas de aire se adaptan y siguen el movimiento más pequeño del usuario sin comprimir el tejido. Esto ayuda a la circulación sanguínea. Perfecto para usuarios con bajo nivel de actividad.



#### **Inmersión y envolvimiento.**

Las celdas de aire permiten al usuario sumergirse en el cojín y obtener la mejor capacidad envolvente. Cuanto más altas sean las células, más inmersión habrá.



#### **Redistribución de presión.**

Las celdas de aire se adaptan a la estructura del cuerpo y reducen el riesgo de deformación de los tejidos. Perfecto para la prevención y el cuidado de las úlceras por presión.

**Disponible en tres modelos con alturas distintas:**

#### **Tall de 10 cm.**

Indicado para personas que requieran un máximo nivel de protección para el tratamiento tisular. Esta altura de es ideal para pacientes con lesiones medulares altas o con alto riesgo de escara, ya que permite una mayor profundidad de inmersión que distribuye uniformemente la presión en los tejidos.

#### **Mid de 8 cm.**

Indicado para personas que requieran un alto nivel de protección para tratamiento tisular y que al mismo tiempo facilite el traspaso entre el cojín y otras superficies. Esta altura es ideal en pacientes pediátricos y pacientes activos con piel sensible, ya que combina una gran profundidad de inmersión y una mejor estabilidad.

#### **Short de 5 cm.**

Indicado para personas activas capaces de alternar el peso por sí solas o para quienes presentan bajo riesgo de úlceras por presión. Ofrece un alto cuidado y una mayor estabilidad, por eso es la opción perfecta para los amantes del deporte. Adaptable a muchos equipos usados para tratamiento.

También lo puedes encontrar con dos opciones de inflado:



Disponible en muchas medidas de ancho y profundidad, consulte por Stock.

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

22698090 – 22698089  
ventas@ortomedic.cl  
Julio Prado # 1665, Ñuñoa  
Stgo. - Chile

Orto Medic Ltda.