



Silla Motorizada

UN5007



*¡Muy liviana
transportable
y
económica!*

Con un **peso de 28 kg** más un **plegado compacto y rápido**,
es la solución ideal para aquellos que necesiten una **silla de
ruedas eléctrica fácil de transportar**.

¡No creerás su precio!

Beneficios del producto.

TRANSPORTABLE:

Plegable en cuestión de segundos, se guarda cómodamente hasta en los lugares más estrechos, y todo ello sin necesidad de quitar la batería.

Muy liviana

Con solo 28 kg, se hace una de las sillas motorizada más liviana de su tipo de estructura

Batería de Litio

Con una batería de litio de tamaño reducido no interfiere al plegar. Ofrece mayor autonomía y una vida útil superior a otra tipo de baterías

Plegable

Con un plegado rápido y fácil sin desmontar su batería, no parece ser una silla motorizada



Dimensiones plegada compactas

Ancho total de 35 cm. (plegada)

Profundidad total de 108 cm.,
y si desmontas los apoyapiés se
obtiene 86 cm.

Altura total del piso a los puños
de empuje de 92 cm.

Sus **dimensiones compactas** la hacen adecuada para su uso tanto en ambientes domésticos como en espacios más amplios.

Puedes transportarla en la mayoría de los maleteros de vehículos.

Características del Producto

Las características necesarias para un buen desempeño:



Reposabrazos

Regulables en altura, abatibles y desmontables, que facilita el traspaso a la silla.



Reposapiés

Regulables en altura, abatibles y desmontables, para reducir espacio.



Joystick

Permite montar en brazo izquierdo o derecho de acuerdo a lo que necesites.



Ruedas

Delanteras de 200 x 50 macizas y traseras de 12 ½ x 2 ¼ neumáticas



Cinturón pélvico

Con hebilla tip-top de seguridad.



Ruedas Antivuelco

Regulables en altura para seguridad de pendientes más pronunciadas

Especificaciones Técnicas.

Capacidad máxima	120 Kg
Peso total	28 kg
Dimensiones totales	64 x 108 x 92 cm
Ancho total	64 cm
Profundidad total (con apoyapiés)	108 cm
Altura total	92 cm
Ancho del asiento	46 cm
Profundidad del asiento	43 cm
Batería	1 de Litio 24 V /12 Ah
Motor	2 x 250W
Autonomía máxima	12 Km
Velocidad máxima	6 km/h
Inclinación máxima para pendientes	8 °
Material de Chasis	Aluminio
Material de Tela de asiento	Nylon

www.ortomedic.cl
ventas@ortomedic.cl
Fono: 2698090 - 2698089
Julio Prado # 1665
Stgo. - Chile

